

# SYSTEMEC CONNECT

## SYSTEMEC CONNECT DS (DOCUMENTATION SYSTEM)

Für die neuen Systemec VX-Serie, Systemec DX-Serie, Systemec HX-Serie, und Systemec HX-Serie 2D Autoklaven

Auch als App verfügbar



SÄMTLICHE  
INFORMATIONEN IHRER  
SYSTEMEC AUTOKLAVEN  
AUF EINEN BLICK!



NEUE GENERATION:  
40 bis 150 l  
Nutzraum-  
volumen




NEUE GENERATION:  
25 bis 150 l  
Nutzraum-  
volumen

MADE IN  
GERMANY

## SÄMTLICHE INFORMATIONEN IHRER SYSTEC AUTOKLAVEN AUF EINEN BLICK

Mit dem neuen Systemec Connect DS (Documentation System) können vom Büro aus sämtliche Informationen Ihrer Autoklaven über einen Browser schnell, übersichtlich und einfach abgerufen werden. In dem intuitiv anwendbarem Systemec Connect DS lassen sich in wenigen Schritten die jeweiligen Seiten, wie z. B. Prozessspeicher, Fehlerspeicher und AuditTrail über die Navigationsleiste aufrufen.

Dank farblicher Markierungen wird in der Übersicht, Geräteliste und im Speicher sofort erkannt, wie der Status der Autoklaven und Prozesse ist, ob Meldungen vorliegen oder bspw. Wartungen anstehen. So werden auch alle Informationen eines Laufes übersichtlich dargestellt und der Benutzer kann die für ihn relevanten Kanäle auswählen sowie per Mouseover die Messwerte zum jeweiligen Zeitpunkt anzeigen lassen. Die Daten lassen sich zu jeder Zeit live verfolgen.



### PRODUKTSICHERHEIT

Das Systemec Connect DS dient rein als „Read Only“ Feature, um alle im Netzwerk angeschlossenen Autoklaven zu beobachten. Um die Validität des Sterilisationsprozesses zu gewährleisten, sind Änderungen an den Parametern oder der Eingriff in Prozesse nicht möglich.



### KONNEKTIVITÄT

Es gibt keine besonderen Anforderungen an Betriebssystem und Browser. Java, Microsoft Runtime, o. Ä. werden nicht benötigt. Die Autoklaven werden lediglich per Ethernet oder WLAN\* an ein internes Netzwerk angeschlossen, sodass die Sicherheit Ihrer Daten jederzeit gewährleistet ist. Die Anmeldung im Browser erfolgt über die im Autoklaven hinterlegten Benutzernamen und Passwörter, wobei der Zugriff der jeweiligen Benutzer individuell freigegeben wird. So können auch für das Systemec Connect DS Zugriffsrechte festgelegt werden.



*\*optional*

### IHRE VORTEILE

Einer der großen Vorteile ist die gesteigerte Übersichtlichkeit Ihrer Geräte im Betrieb. Hierdurch wird bspw. eine Vielzahl von Kontrollgängen zum Gerät unnötig und auch Wartezeiten werden reduziert. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass alle Prozesse optimal ablaufen, was wiederum zu einer effizienten Gestaltung der Wertschöpfungskette führt. Neben diesen Vorteilen ergibt sich eine realistische Zeitersparnis im Umgang mit den Autoklaven.



Download für iOS



Download für Android

*Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. iOS und iPadOS sind Marken von Apple Inc. Android™ ist eine Marke von Google LLC.*